

Apparatebogen für das Langzeit-EKG-Gerät

Nur vom Hersteller auszufüllen

Inhaber des Gerätes

Name

	Gerät für die Aufzeichnung	Angaben zur Auswertung (Gerät/Software)
Herstellerfirma		
Gerätebezeichnung		
Gerätenummer (Seriennummer)		

Erklärung

- Das Gerät für die Aufzeichnung gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner mindestens 2-kanaliger EKG-Ableitung.
- Die kontinuierliche oder diskontinuierliche Auswertung stellt sicher, dass alle wichtigen Ereignisse erfasst werden. Als wichtige Ereignisse gelten: Asystolie über 2,0 sec. Dauer, supraventrikuläre Tachykardie, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, ventrikuläre Extrasystolen, höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen, Kammertachykardie, Kammerflattern, Kammerflimmern.
- Der im Auswertesystem verfügbare Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben werden bestätigt.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Herstellers/Vertreibers